



CARA
T H R E A D

CARA THREAD SERIES дарит Вам возможность осуществить мечты естественным и безопасным способом.




Содержание

01	КОЛЛЕКЦИЯ НИТЕЙ CARA THREAD	3
02	CARA THREAD CARA SCREW THREAD	4 - 5
03	CARA MULTI THREAD CARA MULTI SCREW THREAD	6 - 7
04	CARA GOLD THREAD	8 - 9
05	CARA DUPLEX THREAD	10 - 11
06	CARA COG THREAD	12 - 13
07	СЕРТИФИКАТЫ	14
08	СОСТАВ ПРОДУКТА	15

Мечтали ли Вы когда-либо повернуть время вспять, чтобы убрать V- и S-образные морщины и прочие признаки старения?

CARA THREAD SERIES дарит Вам возможность осуществить мечты естественным и безопасным способом.



- ☑ CARA Thread
- ☑ CARA Screw Thread
- ☑ CARA Multi Thread
- ☑ CARA Multi Screw Thread
- ☑ CARA Gold Thread
- ☑ CARA Duplex Thread
- ☑ CARA Cog Thread

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО ЛИФТИНГА КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

Представляем революционный метод нитевого лифтинга для кожи лица и тела. Технология основана на использовании инновационных мононитей и мультволоконных микронитей полидиоксана (PDO).

Нити вводятся как очень тонкие и практически неощутимые акупунктурные иглы в кожу. Процедура безопасна и хорошо переносима клиентами даже без анестезии. Нити обладают высокой устойчивостью к биодegradации. Через 60-80 дней нити сохраняют до 50% своей прочности, через 180-240 дней полностью рассасываются. Реакция тканей на нити PDO способствует образованию мягкого ретикулярного коллагена. Важным условием для обеспечения синтеза коллагена является высокий показатель биоразрушения нитей, без дополнительной травматизации окружающих тканей и сосудов, куда производится имплантация (во избежание образования сплошного фиброза, как это часто бывает в случае введения волокон большего диаметра и нитей с периодом биоразрушения более года). Новообразованный коллаген выполняет функцию каркаса для кожи на протяжении 18-24 месяцев. При необходимости процедуру можно повторить.

CARA THREAD



Характеристики CARA Thread


МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
M2638	26 G	38mm
M2650		50mm
M2660		60mm
M2690		90mm
M2938	29G	38mm
M2950		50mm
M3025	30G	25mm
M3038		38mm

Что такое CARA Thread?

Имплантируемые нити для наложения швов сделаны из PDO (полидиоксанона) – материала, безопасного и применяемого в кардиохирургии. На введение чужеродного для организма материала в момент постановки нити происходит формирование специфического иммунного ответа. Это проявляется реакцией асептического воспаления. Результатом имплантации нитей является процесс формирования новых сосудов, белковых структур дермы, который сопровождается эффектом лифтинга.

Принцип нитей CARA Thread

Иммунная система реагирует на имплантированные нити как на что-то чужеродное. А потому старается избавиться от них. Имплантированные нити запускают асептическую воспалительную реакцию в дерме. Результат – улучшение состояния кожи клиента благодаря повышению образования коллагена и усилению кровообращения. Более того, за счет натяжения нитей достигается лифтинг-эффект.



*PDO ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

*Имплантированные нити полностью рассасываются за 6 месяцев, образуя каркас из нового коллагена

Преимущества CARA Thread

- Мощный лифтинг, подтяжка и моделирование
- Укрепление кожи благодаря реконструкции коллагенового каркаса
- Омоложение и осветление, улучшение состояния кожи за счет усиления кровоснабжения
- Разглаживание морщин зон декомпрессии
- Заполнение атрофических рубцов
- Сочетанное использование с ботулотоксином, лазерными методиками, инъекционными миорелаксантами, филлерами, биоревитализацией, гомеомезотерапией, кислотными пилингами и эстетическим уходом
- Моментальный видимый эффект
- Высокая удовлетворенность результатами процедуры

CARA SCREW THREAD


Скрученные нити CARA Screw Thread основаны на мононитях CARA Mono Thread. Для этой разновидности мононить обматывается вокруг иглы для выполнения функции интрадермальной поддержки. В некоторых случаях мононить и скрученная нить используются в сочетании с различными видами нитей, такими как золотая, двойная, зубчатая и мультинить.

Характеристики CARA Screw Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
H2660	26G	60mm
H2690		90mm
H2938	29G	38mm
H2950		50mm



CARA MULTI THREAD



Характеристики **CARA Multi Thread**

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
T2538	25G	38mm
T2550		50mm
T2638	26G	38mm
T2650		50mm
T2690		90mm

Что такое CARA Multi Thread?

Введение мультинитей CARA multi thread интенсивно стимулирует ткани кожи, что приводит к их быстрому восстановлению и реструктурированию.

CARA Multi Thread дают превосходный результат, когда есть необходимость разгладить морщины, выровнять рельеф кожи и повысить ее эластичность. Лифтинг-эффект при использовании Multiple Threads выражен гораздо сильнее, чем при использовании мононитей.

Преимущества CARA Multi Thread

- Более выраженный лифтинг-эффект
- Высокая удовлетворенность клиента лифтинг-уходом даже без филлеров и ботокса




CARA MULTI SCREW THREAD

Инновационные скрученные мультинити CARA Multi Screw Thread (изогнутые скрученные нити) основаны на мультинитях CARA Multi Thread. Для этой разновидности скрученная нить обматывается вокруг иглы для выполнения функции интрадермальной поддержки.



Характеристики **CARA Multi Screw Thread**

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
TH2538	25G	38mm
TH2550		50mm
TH2638	26G	38mm
TH2650		50mm
TH2690		90mm



PDO

CARA GOLD THREAD



Характеристики CARA Gold Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
G2638	26G	38mm
G2650		50mm
G2938	29G	38mm
G2950		50mm

Что такое CARA Gold Thread?

Нити, ламинированные золотом с использованием высоких технологий.

Нити обладают более пролонгированным эффектом, чем чистые PDO-нити, благодаря более продолжительному периоду рассасывания. Имплантированное чистое золото постепенно абсорбируется и выводится из организма.


PDO + покрытие из чистого золота вызывают асептическую воспалительную реакцию со стороны иммунной системы.

Нити Gold Thread обеспечивают улучшение состояния кожи благодаря усилению кровотока, образованию новых капилляров, стимуляции синтеза коллагена и эластина.

Синтезированные таким образом коллаген и эластин являются натуральными и абсолютно безопасными для организма, а устойчивость нитей этого вида является более высокой по сравнению с другими нитями.

Как результат, морщины разглаживаются, в коже производится больше коллагена и эластина, вследствие чего она приобретает упругость и эластичность.

Gold Thread – Чистое золото в составе




(Номер патента 10-2012-0036226)

99.99% чистое золото; золото с медью без примесей


Другое название “Золотой лифтинг” – сплав с медью.

Однако, золотые нити на 99,99% состоят из чистого золота.

Метод производства защищен патентным законом.




ПРОТЯЖЕННОСТЬ GOLD THREAD (80X)



ПОВЕРХНОСТЬ GOLD THREAD (20,000X)

CARA DUPLEX THREAD



Характеристики CARA Duplex Thread

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ
D2638	26G	38mm
D2650		50mm


Что такое CARA Duplex Thread?

Представляем первые в мире PGA+ PDO нити. Это совершенно новая концепция технологии укрепления и лифтинга кожи с помощью введения мультинитей. Основные компоненты нити – PGA (полигликолевая кислота) и PDO (полидиоксанон) – материалы, которые настолько безопасны, что на протяжении многих лет использовались в кардиохирургии.


Преимущества CARA Duplex Thread

- Высокая результативность лифтинг-процедуры
- Стимулирование синтеза коллагена и эластина, повышение эластичности кожи и улучшение кровообращения
- Более выраженный лифтинг-эффект и укрепляющее воздействие у мультинитей, чем у мононитей
- CARA Duplex Thread + Филлер или Ботокс = Максимальная результативность


Принцип нитей CARA Duplex Thread



PDO (МОНОНИТИ)



PGA (МУЛЬТИНИТИ)




CARA COG THREAD



Характеристики CARA COG THREAD 1-0 / 2-0

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ	ДЛИНА PDO	ФОРМА
M19B1015	19G	100mm	150mm (1-0)	
M19B1014	19G	100mm	140mm (1-0)	
M19B2015	21G	90mm	150mm (2-0)	
M21B2014	21G	90mm	140mm (2-0)	




Характеристики CARA COG THREAD 4-0

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	ДЛИНА ИГЛЫ	ФОРМА
C2338	23G	38mm	
C2360		60mm	
C2390		90mm	



Что такое CARA Cog Thread?

CARA Cog thread – биоразрушаемые мононити с зубчиками, используемые в хирургии как шовный материал. Нити CARA Cog Thread способны оставаться в тканях более продолжительное время. Зубчики становятся поддерживающей структурой для мягких тканей, когда нити вводятся под кожу. Эти нити обладают значительно большей стабильностью и пролонгированным эффектом.




1 – ширина зубчика, 2 – расстояние между зубчиками
Чем меньше расстояние (2) и больше ширина (1), тем прочнее нить цепляется, и процедура требует больше времени и усилий.




Сила сцепления / Предел прочности при растяжении

Эффективный лифтинг и широкое клиническое использование зубчатых нитей CARA cog thread объясняется тем, что они обладают более высокой силой сцепления и максимальной прочностью при растяжении, чем обычные, нарезанные нити, и позволяют достичь прекрасных результатов при лифтинг-процедурах для лица и тела, не требуя дополнительных манипуляций во время проведения процедуры.

Принцип нитей CARA Thread



Импантированные в кожу нити CARA thread запускают процесс регенерации и реструктуризации тканей кожи, повышая ее плотность.



СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат изготовителя



CE



Патент на нити



ISO 13485



Annex reserch institute




GMP

СОСТАВ ПРОДУКТА



Компонент: PDO (полидиоксанон)
 Упаковка: 100 шт. (по 20 шт.)
 Хранение: При комнатной температуре (1~30°C)





Официальный представитель на территории России и стран СНГ:
Balancemedesthetic, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 2
тел.: +7 (495) 938-93-93, +7 (495) 938-91-30
maya@sothys-beauty.ru balancemed.ru